

ANNEXE TECHNIQUE

BALANCE ET MASSE

Étalonnage accrédité : Notre laboratoire sert d'intermédiaire pour les étalonnages accrédités de balance en collaboration avec le laboratoire KERN & SOHN GmbH, accrédité par la DAkkS.

Confiez-nous la liste de vos balances pour recevoir un devis.

Raccordement SI et DAkkS (prestations KERN & Sohn)

Équipement		Norme	Caractéristiques et/ou Étendue	Meilleure incertitude*	Type/Prestation
Balance Toutes marques		OIML R111-1 (2004) ET GUIDE EURAMET 18	jusqu'à 150 Kg	$6,5 - 10^{-7}$ à $6,10^6$ Selon classe et portée	DAkkS SI Site et/ou Labo (Technicien KERN & Sohn)
Balance Toutes marques		NF EN 45501 OIML R76-2	jusqu'à 150 Kg	0,17 mg variable Selon classe et portée	SI Site et/ou Labo
Masses/poids		OIML R111-1 (2004)	De 1 mg à 20 kg	1,8 µg à 30 mg Selon classe et portée	DAkkS Labo Sous traitance KERN & Sohn
Déssiccateur		OIML R111-1 (2004)	jusqu'à 200 g T°	0,17 mg variable HR +/- 1,8%	SI Site et/ou Labo